



PILON ADAPTADOR 1206, 1207, &1205

INSTRUCCIONES DE USO



1. DESCRIPCION Y APLICACIONES

Este adaptador es exclusivamente para colocaciones de prótesis de extremidades inferiores.

Conecta cualquier sistema de pirámide a una abrazadera de tubo.

Los cuatro tornillos de fijación aseguran el sistema acoplado y permiten la alineación angular.

1206T, 1207T, 1205T son compatibles con la abrazadera de tubo corto 1212T-SH para hasta 170 kg de capacidad

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	MATERIAL	ALTURA MONTAJE	PESO COMPONENTE	PESO MAX USUARIO
1206S	ACERO	45 mm	96 g	125 Kg
1206T	TITANIO	45 mm	61 g	125 Kg
1206T-B	TITANIO	45 mm	61 g	125 Kg
1207S	ACERO	60 mm	112 g	125 Kg
1207T	TITANIO	60 mm	71 g	125 Kg
1207T-B	TITANIO	60 mm	71 g	125 Kg
1205T	TITANIO	100 mm	128 g	170 Kg
1205T-B	TITANIO	100 mm	128 g	170 Kg

* Par de apriete recomendado: Siempre aprieta en cruz los tornillos de alineación

* Par de apriete del tornillo de alineación M8: (Titanio/Acero inoxidable): 15 Nm

* Fijador de roscas: Aplica Loctite una vez que la alineación y la conexión estén finalizadas

3. Seguridad y Medio Ambiente

Rango de temperatura: Entre -20°C y 80°C (-4°F a 176°F).

Enjuagar con agua limpia si se expone a líquidos salados, clorados o potencialmente corrosivos.

Almacenamiento: Guardar a temperatura ambiente; evitar ambientes húmedos, muy calientes o extremadamente fríos.

Garantía: 2 años, siempre que se use según lo previsto sin modificaciones y únicamente por el usuario original.

No reutilizar en otra prótesis.



Conformidad: Este producto cumple con los requisitos del Consejo de la UE 2017/745 (MDR) para productos médicos. Este producto ha sido clasificado como un producto de clase I según los criterios de clasificación indicados en el anexo IX de las directrices. Por favor, guarda este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

1205_1206_1207 IFU REV. B (6-29-26)

Specifications subject to change.



CORPORATE OFFICE
2691 Saturn Street | Brea, CA 92821
Tel: (714) 524-0863 | Fax: (714) 364-8113

ST&G CORPORATION
Rm. 911 43, Yangsan-ro
Yongdeungpo-gu, Seoul, Korea

CE
EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41 | 30175 Hannover, Germany