



# Abrazadera de Tubo Desplazada

Instrucciones de Uso 1222, 1242



1222A



1222T



1222T-B



1242T



1242T-B

## 1. Aplicación y Descripción

- Este adaptador es exclusivamente para adaptaciones protésicas de extremidades inferiores
- Conecta cualquier sistema piramidal a un tubo cuando se requiere un desplazamiento
- Los cuatro tornillos de ajuste fijan el sistema de acoplamiento y permiten la alineación angular
- **Descentramiento: 1222S/T/T-B – 5 mm / 1242T/T-B – 10 mm**

## 2. Especificaciones Técnicas

| N/P     | Material | Altura de Construcción | Peso   | Límite de Peso   |
|---------|----------|------------------------|--------|------------------|
| 1222A   | Aluminio | 20 mm                  | 96,4 g | 114 kg / 250 lbs |
| 1222T   | Titanio  | 19 mm                  | 98 g   | 136 kg / 300 lbs |
| 1222T-B | Titanio  | 19 mm                  | 98 g   | 136 kg / 300 lbs |
| 1242T   | Titanio  | 19 mm                  | 139 g  | 136 kg / 300 lbs |
| 1242T-B | Titanio  | 19 mm                  | 139 g  | 136 kg / 300 lbs |

- **Torque Recomendado:** Apretar siempre en cruz los tornillos de ajuste de alineación
- **Torque de los Tornillos de Ajuste M8:**
  - (Titanio / Acero Inoxidable): 15 Nm
  - (Aluminio): 10 Nm
- **Torque del Tornillo de la Abrazadera M5:**
  - (Aluminio): 4 Nm
- **Torque del Tornillo de la Abrazadera M6:**
  - (Titanio): 7 Nm
- **Fijador de Roscas:** Aplicar Loctite una vez finalizados la alineación y el acoplamiento.

## 3. Seguridad y Entorno

- **Rango de Temperatura:** Entre -20 °C y 80 °C (-4 °F a 176 °F)
- Enjuagar con agua limpia si se expone a líquidos salinos, clorados u otros líquidos potencialmente corrosivos
- **Almacenamiento:** Conservar a temperatura ambiente; evitar entornos húmedos, muy calientes o extremadamente fríos
- **Garantía:** 2 años, siempre que se utilice según lo previsto, sin modificaciones y únicamente para el usuario original previsto
- No reutilizar en otra prótesis.
- **Conformidad:** Este producto cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 del Consejo (MDR) para productos sanitarios. Este producto ha sido clasificado como producto de clase I según los criterios de clasificación descritos en el anexo IX de las directrices. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.



1222\_1242 IFU REV. B (7-21-2026)

Especificaciones sujetas a cambios.