



Pirámide giratoria con agujero

1225 y 1215T

Instrucciones de Uso



1225A



1225S/T



1225T-B



1215T

1. Aplicación y Descripción

- Este adaptador es exclusivo para adaptaciones protésicas de extremidades inferiores
- El 1225 es una Pirámide Giratoria con orificio
- El 1215T es una Pirámide Giratoria sin orificio
- **1225A es estrictamente SOLO para K2.**
- Compatible con cualquier base roscada de 36 mm, conectando un sistema receptor piramidal a un receptor roscado de 36 mm

2. Especificaciones Técnicas

N/P	Material	Altura Estructural	Peso	Límite de Peso
1225A	Aluminio	11mm	56g	158kg/350lbs
1225S	Acero Inoxidable	11mm	68g	136kg/300lbs
1225T	Titanio	11mm	39g	170kg/375lbs
1225T-B	Titanio	11mm	39g	170kg/375lbs
1215T	Titanio sin orificio	11mm	42g	170kg/375lbs

- **Fijador de Roscas:** Aplique Loctite una vez finalizados la alineación y la conexión

3. Seguridad y Entorno

- **Rango de Temperatura:** Entre -20°C y 80°C (-4°F a 176°F).
- Enjuague con agua limpia si se expone a líquidos salados, clorados o potencialmente corrosivos.
- **Almacenamiento:** Conserve a temperatura ambiente; evite entornos húmedos, muy calientes o extremadamente fríos
- **Garantía:** 2 años, siempre que se utilice según lo previsto sin modificaciones, y solo para el usuario original.
- No reutilizar en otra prótesis.
- **Conformidad:** Este producto cumple con los requisitos del Reglamento UE 2017/745 (MDR) para productos sanitarios. Este producto ha sido clasificado como producto de Clase I según los criterios de clasificación descritos en el anexo IX de las directrices. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.



1225_1215T IFU REV. B (7-21-26)

Especificaciones sujetas a cambios.