

4030 Uni-Grip

DETIENE LA ROTACION Y EL PISTONEO

Referencia	Descripción
4030-1	UNI-GRIP. Unidad de venta: 8 tiras



Características: SIN ADHERENCIA

Esta hoja de tela única con respaldo adhesivo sensible a la presión ofrece una aplicación versátil para necesidades protésicas y ortopédicas.

La textura direccional de UNI-GRIP proporciona agarre en una dirección mientras permite deslizamiento libre en la otra dirección.

Algunas de las posibles aplicaciones:

- Restringir la rotación del muñón en el encaje AK
- Suspensión para el encaje BK y AK
- Prevenir el pistoneo del muñón en la encaje
- Uso en ortesis



Medio ambiente:

Rango de temperatura de almacenamiento: entre temperaturas de -10°C a 50°C [14°F y 122°F].

No almacenar en ambientes húmedos y calurosos.

Conformidad CE

Este producto cumple con los requisitos del Consejo UE 2017/1745 (MDR) para productos médicos.

Este producto ha sido clasificado como un producto de clase I según los criterios de clasificación descritos en el apéndice IX de las directrices. Por favor, mantenga este manual en un lugar seguro para uso futuro.

Vida útil

La vida útil del producto está cubierta por el período de garantía.

Eliminación

El dispositivo y su embalaje deben ser eliminados de acuerdo con las normativas ambientales nacionales/locales correspondientes.



CORPORATE OFFICE
2691 Saturn Street | Brea, CA 92821
Tel: (714) 524-0663 | Fax: (714) 364-8113


ST&G CORPORATION
Rm. 911 43, Yangsan-ro
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea


EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41 | 30175 Hannover, Germany